

# 0,5 g/l de sang

## ÉTHYLOTEST

### À USAGE UNIQUE

**contralco**  
TESTS ET CONTRÔLES CERTIFIÉS



L'éthylotest **contralco** est un éthylotest à usage unique qui mesure le taux d'alcool contenu dans l'air expiré d'une personne. L'éthylotest indique si ce taux d'alcoolémie est supérieur ou inférieur au seuil pour lequel l'appareil est calibré. La lecture du résultat se fait par la couleur du réactif qui change du blanc au rouge.

Réf. produit : 050FRNG\_CG\_QNG99

**+ LISIBLE** : Le nouveau réactif est blanc et vire au rouge en présence d'alcool. La lecture du contraste colorimétrique est donc plus facile pour l'utilisateur.

**+ FACILE** : La lecture du résultat est aussi plus facile puisqu'il suffit d'observer la couleur du réactif. Si le réactif change de couleur alors l'utilisateur est au-dessus de la limite autorisée. S'il n'y a aucune coloration, l'utilisateur est en dessous de la limite. La lecture est ainsi plus objective.

**+ SIMPLE** : La manipulation du produit est aussi plus simple. Il n'y a plus de sens imposé pour connecter le tube test sur le ballon. Il ne pourra plus y avoir d'erreur dans sa mise en œuvre.

**+ RAPIDE** : Le réactif est plus rapide que le produit actuel, le changement de couleur se fait à température ambiante en moins d'une minute.

**FINITION IRRÉPROCHABLE** grâce à son aspect "soft touch" l'emballage incite à son utilisation.

#### INFORMATION PRODUIT

- \* Éthylotest à usage unique - SANS CHROME
- \* Gencod : 3382140073456
- \* Calibré à 0,25 mg/l d'air expiré équivalent à 0,5 g/l de sang (seuil contraventionnel France)
- \* Seul éthylotest certifié NF "sans chrome" selon la norme NFX 20-702 : 2014
- \* Notre éthylotest répond aux exigences de la directive européenne REACH (pour la protection de la santé humaine et de l'environnement)
- \* Température de stockage : - 20° C à 70° C
- \* Validité 24 mois
- \* Nous garantissons notre produit 2 ans
- \* Produit hygiénique
- \* Pensez au tri après l'utilisation. Le ballon peut-être placé dans les contenants spécifiques pour "déchets plastiques", le tube réactif peut-être éliminé avec les déchets ménagers

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- \* Composants : le ballon (poche limitante, embout buccal avec valve) avec la notice imprimée, le tube réactif, flowpack gris avec marquage de la traçabilité
- \* Dimension : L x l x H = 14 x 6 x 1 cm
- \* Poids : 14 g

#### OPTIONS DE CONDITIONNEMENT

- \* Présentoirs carton : Dim L x l x H = 21,5 x 19 x 12,5 cm (40 unités par présentoir), Poids : 750 g
  - \* Carton de 4 présentoirs : 52,6 x 23,1 x 20,6 cm. Poids : 3,04 kg
  - \* Vrac : 150 unités par carton Dimension : 28 x 23 x 25 cm. Poids : 2,45 kg
  - \* Regroupement par carton de 900 unités soit 6 cartons de 150 unités. 48 x 30 x 76 cm. Poids : 14,30 kg
  - \* Autres conditionnements - Nous consulter
- Sur les conditionnements il y a une étiquette d'identification comportant : la quantité, le n° de lot et la date de validité

#### POSSIBILITÉS DE PERSONNALISATION : NOUS CONSULTER

Livraisons possibles vers de multiples adresses. Franco de port pour une livraison en un point de livraison en France Métropolitaine à partir de 900 € de commande

#### VOUS AIMEZ CE PRODUIT ? VOUS ALLEZ AIMER NOS AUTRES PRODUITS CI-DESSOUS :



## NOTRE SERVICE COMMERCIAL À VOTRE ÉCOUTE !



MADE IN FRANCE  
SANS CHROME

CERTIFIÉ PAR L'IME  
NF  
ÉTHYLOTEST CHIMIQUE  
01/01 ETHYSC-0,101

IMPORTANT : la présentation ci-dessus n'est qu'à titre d'information, elle ne peut en aucun cas être considérée comme contractuelle.

f ethylotest.contralco  
YouTube ContralcoFrance  
LinkedIn Contralco

info@contralco.com  
04 67 57 62 62  
www.contralco.com